

CARBONEIGE 100



- Geschikt voor kooldioxide in vloeibare fase van industriële kwaliteit
- In vernikkeld messing

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Koolstofdioxide in vloeistoffase

Specificaties

Werkdruk..... 70 bar

Dimensies:

Lengte (L): : 200 mm

Hoogte (H): : 240 mm

Nettogewicht : 2.3 kg

Aansluiting

Ingangskoppeling: Ingang Type C