

CRYOPRESERVATION CONTAINER RCB 600 LIQUID



- Cryogeen recipiënt met grote capaciteit en hoge autonomie
- Bewaren van elk type product in grote hoeveelheden in de vloeistoffase
- 643 L inhoud
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Bewaring in:

Vloeibare stikstof

Ontworpen voor:

Biologische monsters

Specificaties

Statische autonomie.....	122 d
Hals diameter	461 mm
Dagelijkse verdamping	5.1 l/day
Leeggewicht	340 kg
Volgewicht	860 kg*

*Zonder apparatuur

**** Hoeveelheden variëren per type zak

INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

Dimensies:

Lengte (L): : 1085 mm
Hoogte (H): : 1510 mm
Hoogte (H1): : 1440 mm
Diepte (D): : 1095 mm
Ø2: 850 mm
Nettogewicht: : 270 kg

Handleiding:

OP RCB

Bestelinformatie:

Geleverd met draaiplateau, niet gekield.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
152516	RCB600-L-BM-SE	N2 (Liq)	Roestvast staal
152517	RCB600-L-BC-SE	N2 (Liq)	Roestvast staal
152525	RCB600-L-BC-TNR-RS/420	N2 (Liq)	Roestvast staal
152527	RCB600-L-BC-TNR-RS/420+KD	N2 (Liq)	Roestvast staal