

# CRYOPRESERVATION CONTAINER GT 3



- Kleine containers voor Cryopreservatie
- Opslag van vlokkenmonsters
- Capaciteit van 3 L
- In aluminium

Labo & Analyse

## Toepassingsgebieden

### Bewaring in:

Vloeibare stikstof

### Ontworpen voor:

Biologische monsters

## Specificaties

Opslagcapaciteit .....	3.7 l
Statische autonomie.....	31 d*
Hals diameter .....	50 mm
Dagelijkse verdamping .....	0.12 l/day
Leeggewicht .....	4.5 kg
Volgewicht .....	7.5 kg

\*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

### INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

## Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

## Dimensies:

Hoogte (H): : 405 mm

Ø2 : 248 mm

Nettogewicht : 4.5 kg

## Handleiding:

OP GT

## Bestelinformatie:

Geleverd met een waterpas. Afsluitbaar deksel (hangslot niet inbegrepen)

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113494	GT3 LQ 6 PLAST BUS 1NIV RIETJES	N2 (Liq)	Aluminium
113495	GT3 LQ 6 SS BUS 1NIV RIETJES	N2 (Liq)	Aluminium

## Options

	Referentie	Long designation
	116593	Deksel voor GT9 (roestvrijstalen jerrycan)
	116595	Deksel voor GT3/7/9 (kunststof opvangbak)
	116604	Niveaustaaf voor GT