

CRYOPRESERVATION CONTAINER GT 40



- Kleine containers voor Cryopreservatie
- Opslag van vlokkenmonsters
- 40 L inhoud
- In aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Bewaring in:
Vloeibare stikstof

Ontworpen voor:
Biologische monsters

Specificaties

Opslagcapaciteit	40 l
Statische autonomie.....	133 d
Hals diameter	120 mm
Dagelijkse verdamping	0.3 l/day*
Leeggewicht	24 kg
Volgewicht	57 kg

*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

Dimensies:

Hoogte (H) : 710 mm

Ø2 : 468 mm

Nettogewicht : 24 kg

Handleiding:

OP GT

Bestelinformatie:

Geleverd met bussen van roestvrij staal op 2 niveaus. Afsluitbaar deksel (hangslot niet inbegrepen)

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113517	GT40 LQ 10 SS BUS 2NIV RIETJ&T	N2 (Liq)	Aluminium

Options

Referentie	Long designation
116594	Deksel voor GT40 (Roestvrij stalen jerrycan)
116604	Niveaustaaf voor GT