

# CRYOGENE RECIPIËNTEN TP 100



- Cryogeen recipiënt met zelfpressurisatie
- Opslag en overhevelen van vloeibare stikstof op lage druk
- Capaciteit van 98 l
- In lichte legering

Labo & Analyse

## Toepassingsgebieden

**Ontworpen voor:**  
Vloeibare stikstof

## Specificaties

Opslagcapaciteit .....	98 l
Statische autonomie.....	75 d*
Hals diameter .....	50 mm
Dagelijkse verdamping .....	1.3 l/day*
Leeggewicht .....	33.5 kg**
Volgewicht.....	113.5 kg**

\*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

\*\* Met operating head

### INFO +

Gebruik de handschoenen + veiligheidsbril en veiligheidsvizier voor alle handelingen met vloeibare stikstof en een zuurstofdetector.

## Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

## Dimensies:

Hoogte (H): : 1213 mm

Hoogte (H1): : 945 mm

Ø2 : 510 mm

Nettogewicht : 33.5 kg

## Handleiding:

OP TP





## Bestelinformatie:

Geleverd met of zonder bedieningskop, afhankelijk van het model.

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113895	PLGC100AL 0,5B N2 OK DR WEGVERVOER	N2 (Liq)	Aluminium
113896	PLGC 100 ALU 0,5B N2 DR WEGVERVOER	N2 (Liq)	Aluminium
116176	OPERATING HEAD FOR TR/TP100		

## Options

	Referentie	Long designation
	116176	Operating head for TR/TP100
	116185	Hand rail (TP and RH)
	116523	Flexibel slang DN10 - 180/180 voor vloeibare stikstof - L=1,1m
	116524	Flexibel slang DN10 - 180/180 voor vloeibare stikstof - L=1,5m
	116525	Flexibel slang DN10 - 180/180 voor vloeibare stikstof - L=2m

	Referentie	Long designation
	116526	Flexibel slang DN10 - 180/180 voor vloeibare stikstof - L=3m
	116527	Flexibel slang DN10 - 180/180 voor vloeibare stikstof - L=4m
	117018	Transfer elbow with anti-splash plug for TP
	136687	
	136842	

## Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
113895	116176	Operating head for TR/TP100