

# CRYOPRESERVATION CONTAINER GT 26



- Kleine containers voor Cryopreservatie
- Opslag van vlokkenmonsters
- 26,7 L Capaciteit
- In aluminium

Labo & Analyse

## Toepassingsgebieden

### Bewaring in:

Vloeibare stikstof

### Ontworpen voor:

Biologische monsters

## Specificaties

Opslagcapaciteit .....	26.7 l
Statische autonomie.....	83 d
Hals diameter .....	80 mm
Dagelijkse verdamping .....	0.32 l/day*
Leeggewicht .....	14.8 kg
Volgewicht .....	36 kg

\*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

### INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

## Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

## Dimensies:

Hoogte (H): : 460 mm

Ø2 : 468 mm

Nettogewicht : 14.8 kg

## Handleiding:

OP GT

## Bestelinformatie:

Geleverd met roestrijstalen bussen 1 niveau. Afsluitbaar deksel (hangslot niet meegeleverd)

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113511	GT26 LQ 9 SS BUS RIETJES	N2 (Liq)	Aluminium

## Options

Referentie	Long designation
116599	Deksel voor GT26 (Roestrijstalen jerrycan)
116604	Niveaustaaf voor GT