


RACK 1 CYL LAB



- Gascilinder verankeringsysteem
- Wandmontage
- Geschikt voor 1 cilinder
- In aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor:


Samengeperste cilindergassen in L50 en M20

Dimensies:

Lengte (L): : 160 mm

Hoogte (H): : 205 mm


Diepte (D): : 50 mm



Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Materiaal
19176	SABOT FIXE BOUT B50/B20	Aluminium

Options

	Referentie	Long designation
	19179	BELT (Spare-Parts) for Bracket fixe Cylinder B50 o

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
19176	19179	BELT (Spare-Parts) for Bracket fixe Cylinder B50 o