

# CRYOGENE RECIPIËNTEN

## ARPEGE 75 LIQUID



- Cryogeen recipiënt met gemiddelde capaciteit
- Bewaren van kleine biologische producten in de vloeistoffase
- 72 L inhoud
- In aluminium

Labo & Analyse

### Toepassingsgebieden

#### Bewaring in:

Vloeibare stikstof

#### Ontworpen voor:

Biologische monsters

### Specificaties

Statische autonomie.....	29 d*
Hals diameter .....	378 mm
Dagelijkse verdamping .....	2.5 l/day*
Leeggewicht .....	52 kg**
Volgewicht .....	90 kg**

\*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

\*\*zonder apparatuur

#### INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

### Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

## Dimensies:

Lengte (L): : 468 mm  
Hoogte (H): : 1200 mm  
Diepte (D): : 546 mm  
Nettogewicht : 52 kg

## Handleiding:

OP ARPEGE


## Bestelinformatie:

Standaard geleverd zonder beslag.

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
171986	ARPEGE75	N2 (Liq)	Aluminium
171987	ARP75-L-ITN+RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium
171988	ARP75-L-ITNR-RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium
171989	ARP75-L-ITNR-RS/420+MEMO+KD	N2 (Liq)	Aluminium

## Options

	Referentie	Long designation
	116524	Flexibel slang DN10 - 180/180 voor vloeibare stikstof - L=1,5m