

CRYOPRESERVATION CONTAINER ESPACE 151 LIQUID



- Cryogeen recipiënt met grote capaciteit
- Bewaren van elk type product in grote hoeveelheden in de vloeistoffase
- 193 L inhoud
- In aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Bewaring in:

Vloeibare stikstof

Ontworpen voor:

Biologische monsters

Specificaties

Statische autonomie.....	42 d
Hals diameter.....	538 mm
Leeggewicht.....	165 kg*
Volgewicht.....	326 kg*

*Zonder apparatuur

**** Hoeveelheden variëren per type zak

INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

Dimensies:

Lengte (L): : 650 mm
Hoogte (H): : 1465 mm
Hoogte (H1): : 1205 mm
Diepte (D): : 940 mm
Ø2: : 538 mm
Nettogewicht: : 165 kg

Handleiding:

OP ESPACE

Bestelinformatie:

Geleverd in een beklede versie en zonder draaiplateau.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
152425	ESP151C-L-FP-TNR-RS/420	N2 (Liq)	Aluminium
152426	ESP151C-L-FP-TNR-RS/420+KD	N2 (Liq)	Aluminium