

CRYOGENE RECIPIËNTEN VOYAGEUR PLUS



- Cryogeen recipiënt met droog reservoir
- Transport van biologische producten in alle veiligheid zonder spatten van vloeibare stikstof
- Capaciteit van 20.6 l
- In aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Bewaring in:

Vloeibare stikstof

Ontworpen voor:

Biologische monsters

Specificaties

Opslagcapaciteit	20.6 l
Statische autonomie.....	9 d*
Hals diameter	215 mm
Dagelijkse verdamping	0.69 l/day*
Leeggewicht	14.2 kg
Volgewicht	20 kg

INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

Dimensies:

Hoogte (H) : 575 mm

Ø2 : 356 mm

Nettogewicht : 14.2 kg

Handleiding:

OP VOYAGEUR

Bestelinformatie:

Geleverd zonder canisters. Afsluitbaar deksel (hangslot niet inbegrepen)

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113537	VOYAGEUR21 G ALLTYP	N2 (Liq)	Aluminium